

Vorgang: Ethanol-Nachweis

LV SV

Beschreibung: Ein Rggl. wird mit einem alkoholischen Getränk befüllt. Gemäß Anleitung wird eine Apparatur mit dem Alco-Test-Röhrchen zusammengestellt. In das einleitende Winkelrohr drückt man mittels Gummigebläse Luft durch Flüssigkeit und Teströhrchen.

Schadensrisiko:

durch Einatmen / Hautkontakt

Beteiligte Gefahrstoffe:

andere Stoffe:

Alco-Test-Röhrchen, div. alkoholische Getränke

Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: Experiment mit beherrschbaren Risiken, besitzt sehr hohen Motivationswert


Besondere Sicherheitshinweise:

Alco-Test-Röhrchen enthalten giftige Substanzen. Röhrchen nicht zerbrechen, Inhalt nicht berühren! Chromate wirken reizend auf Augen und Schleimhäute, sie sind carcinogen!

Maßnahmen / Gebote:



Schutzbrille



geschlossenes
System

----- Schule

----- Lehrkraft

----- Unterschrift