

## Vorgang: Ethanol-Nachweis

**LV SV**

Beschreibung: Ein Rggl. wird mit einem alkoholischen Getränk befüllt. Gemäß Anleitung wird eine Apparatur mit dem Alco-Test-Röhrchen zusammengestellt. In das einleitende Winkelrohr drückt man mittels Gummigebläse Luft durch Flüssigkeit und Teströhrchen.

### Schadensrisiko:

durch Einatmen / Hautkontakt

### Beteiligte Gefahrstoffe:

#### andere Stoffe:

Alco-Test-Röhrchen, div. alkoholische Getränke

### Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: Experiment mit beherrschbaren Risiken, besitzt sehr hohen Motivationswert


### Besondere Sicherheitshinweise:

Alco-Test-Röhrchen enthalten giftige Substanzen. Röhrchen nicht zerbrechen, Inhalt nicht berühren! Chromate wirken reizend auf Augen und Schleimhäute, sie sind carcinogen!

### Maßnahmen / Gebote:



Schutzbrille



geschlossenes  
System

----- Schule

----- Lehrkraft

----- Unterschrift