

**Vorgang: Temperaturmessung mit Thermofühler**

**LV SV**

Beschreibung: Mithilfe eines Thermofühlers, der mit der Spitze in eine Kerzenflamme gehalten wird, ermittelt man die Temperatur. Eine ruhige Flamme ist hierbei nötig.

**Schadensrisiko:**

durch Entzündung / Brand

**Beteiligte Gefahrstoffe:**

*andere Stoffe:*

Wachskerze

**Substitutionsprüfung durchgeführt**

Substitution nicht erforderlich: keine Gefahrstoffe im Experiment

**Besondere Sicherheitshinweise:**

Rußabscheidung vermeiden!

**Maßnahmen / Gebote:**



**Schutzbrille**



**Brandschutz-  
maßnahmen**

----- Schule

----- Lehrkraft

----- Unterschrift