

Vorgang: Quantitativer Nachweis mit Teststäbchen

LV SV

Beschreibung: Die Messzone der handelsüblichen Kupfer-Teststäbchen werden mit dest. Wasser befeuchtet und für ca. 20 sec auf das zu prüfende Material gedrückt. Dann macht man einen Farbvergleich mit der Farbskala auf der Verpackung.

Schadensrisiko:

Beteiligte Gefahrstoffe:

andere Stoffe:

Kupfer-Teststäbchen, Mineralien/ Erze, Münzen, Lebensmittel wie Bohnen, Leber, Ei, Fisch etc.

Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: keine Gefahrstoffe im Experiment

Besondere Sicherheitshinweise:

Maßnahmen / Gebote:



Schutzbrille

----- Schule ----- Lehrkraft ----- Unterschrift